

Anticorps Polyclonal Anti-Dnajc7 Pour Wb, Elisa - Q99615

Numéro d'article: CM0029414

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DNAJC7, validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains. Idéal pour la recherche sur les co-chaperones et le repliement des récepteurs stéroïdiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DNAJC7 Lapin pAb
Remarques/Alias	DJ11; DJC7; TPR2; TTC2; DNAJC7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7266
GeneID	7266
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-380 de DNAJC7 humain (NP_003306.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q99615
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace