

Anticorps Polyclonal Anti-Adnjc9 Pour Wb, Elisa - Q8Wxx5

Numéro d'article: CM0020438



Introduction

Validé par Western blot et ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin cible l'ADNJC9 humain, un co-chaperon double pour les histones et le choc thermique. Il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat ; il est idéal pour la recherche sur l'assemblage des nucléosomes et les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] pAb de lapin anti-ADNJC9
Remarques / Alias	JDD1; SB73; HDJC9; C9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23234
GeneID	23234
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ADNJC9 humain (NP_056005.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXX5
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace