

Anticorps Polyclonal Anti-Dnajc9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx5

Numéro d'article: CM0013943



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-DNAJC9 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible le chaperon d'histones humain et co-chaperon HSP70, idéal pour la recherche sur l'assemblage des nucléosomes et le choc thermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAJC9 pAb de lapin
Remarques / Alias	JDD1; SB73; HDJC9; DNAJC9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23234
ID du gène	23234
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de DNAJC9 humain (NP_056005.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q8WXX5
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac isotherme