


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnal1 Pour Wb Et Elisa - Q4Ldg9

Numéro d'article: CM0014565



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant DNAL1, adapté aux applications WB et ELISA. Reconnaît DNAL1 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la fonction ciliaire et la dyskinésie ciliaire primitive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LC1, CILD16, C14orf168, DNAL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83544
GeneID	83544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-190 de la DNAL1 humaine (NP_113615.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q4LDG9
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace