


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnal1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q4Ldg9

Numéro d'article: CM0024708



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DNAL1 (chaîne légère axonémale de dynéine 1). Validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la fonction ciliaire et la DCP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LC1; CILD16; C14orf168; DNAL1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	83544
ID de gène	83544
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-190 de DNAL1 humaine (NP_113615.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q4LDG9
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace