

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnal4 Pour Wb, Elisa - 096015

Numéro d'article: CM0018099

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DNAL4 humain, une chaîne légère axonémale de dynéine impliquée dans la génération de force ciliaire. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur les cils respiratoires et les protéines motrices.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DNAL4 Lapin pAb
Remarques/Alias	MRMV3; PIG27; DNAL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10126
GeneID	10126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 du DNAL4 humain (NP_005731.1).
Source	Lapin
Anticorps Polyclonaux	
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	096015
Poids Protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace