

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnase1 Pour Wb, Elisa - P24855

Numéro d'article: CM0027297



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la DNASE1 humaine (DNase I). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et les NET.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DNASE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DNL1; DRNI; DNASE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1773
GeneID	1773
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-282 de la DNASE1 humaine (NP_005214.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24855
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace