

Anticorps Polyclonal Anti-Dnase1L1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49184

Numéro d'article: CM0014486

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DNASE1L1 humain (DNase X, DNase I-like 1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les nucléases et les IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNASE1L1 pAb de lapin
Remarques/Alias	XIB ; G4.8 ; DNL1L ; DNASEX ; DNASE1L1 ; DNASE1L1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1774
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-302 du DNASE1L1 humain (NP_006721.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P49184
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace