

Anticorps Polyclonal Anti-Dner Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nft8

Numéro d'article: CM0022295

Introduction

Anticorps polyclonal lapin de haute qualité ciblant le DNER humain. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Notch et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNER Lapin pAb
Remarques/Alias	bet; UNQ26; DNER
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92737
GeneID	92737
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-240 du DNER humain (NP_620711.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFT8
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace