

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnlz Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Sxm8

Numéro d'article: CM0020468

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine DNLZ (HEP, ZIM17), un co-chaperon mitochondrial. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'espèce humaine. Idéal pour la recherche en biologie mitochondriale et sur les chaperons. Poids de la protéine : 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNLZ pAb de lapin
Remarques/Alias	HEP ; HEP1 ; ZIM17 ; TIMM15 ; C9orf151 ; bA413M3.2 ; DNLZ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	728489
GeneID	728489
Immunogène	Protéine recombinante de DNLZ humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5SXM8
Poids de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace