

Anticorps Polyclonal Anti-Dnm2 Pour If/Cci, Elisa - P50570

Numéro d'article: CM0015324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DNM2 humaine, adapté pour IF/CCI et ELISA. Réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dynamine-2 dans l'endocytose, la dynamique de l'actine et la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNM2 pAb de lapin
Remarques / Alias	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDI1; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1785
GeneID	1785
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 607-866 de la DNM2 humaine (NP_004936.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50570
Poids de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace