

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Dnmt1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26358

Numéro d'article: CM0002704



Introduction

Anticorps Monoclonaux de Lapin Anti-DNMT1 validés pour WB, IHC-P, IP, ELISA avec réactivité croisée pour Humain, Souris, Rat. Essentiel pour l'étude de la méthylation de l'ADN, de l'hérédité épigénétique et de la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DNMT1 Lapin mAb
Remarques/Alias	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1786
GeneID	1786
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du DNMT1 humain (NP_001370.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonal
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26358
Poids Protéique	183kDa
Expédition	Sac de glace