

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnmt1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Numéro d'article: CM0016632



Introduction

DNMT1 Rabbit pAb (Humain, Souris, Rat) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Cible l'ADN méthyltransférase de maintenance DNMT1 pour la recherche épigénétique et les études sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNMT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AIM ; DNMT ; MCMT ; CXXC9 ; HSN1E ; ADCADN ; m.Hsa1 ; DNMT1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-124 de DNMT1 (NP_001370.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26358
Poids moléculaire de la protéine	183 kDa
Expédition	Sac de glace