


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dnmt3A Pour Wb, Elisa - Q9Y6K1

Numéro d'article: CM0002681



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre DNMT3A, adapté pour le WB et l'ELISA. DNMT3A est une ADN méthyltransférase de novo essentielle pour la mise en place des patrons de méthylation à l'échelle du génome au cours du développement. Validé pour la réactivité humaine, il facilite la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-DNMT3A
Remarques/Alias	TBR5 ; HESJAS ; DNMT3A2 ; M.HsaIIIA ; 3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1788
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550 et 650 de la protéine humaine DNMT3A (Q9Y6K1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6K1
Poids moléculaire protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace