


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnmt3A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6K1

Numéro d'article: CM0030415



Introduction

Anticorps polyclonal DNMT3A de lapin validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche en épigénétique et méthylation de l'ADN. SWISS : Q9Y6K1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNMT3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	TBR5 ; HESJAS ; DNMT3A2 ; M.HsaIIIA ; DNMT3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1788
GeneID	1788
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 700 de la DNMT3A humaine (NP_072046.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6K1
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace