

Anticorps Polyclonal Anti-Dnmt3B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubc3

Numéro d'article: CM0018376



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la DNMT3B humaine, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Essentiel pour la méthylation de novo de l'ADN au cours du développement et pour les recherches sur la répression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNMT3B Rabbit pAb
Remarques/Alias	ICF ; ICF1 ; FSHD4 ; M.HsaIIIB ; DNMT3B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1789
ID du gène	1789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la DNMT3B humaine (NP_008823.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9UBC3
Poids moléculaire de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac réfrigérant