

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dnmt3B Pour Wb, Chip, Elisa - Q9Ubc3

Numéro d'article: CM0008016



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la DNMT3B humaine (SWISS Q9UBC3) pour les applications de Western blot, ChIP et ELISA. La DNMT3B est une ADN méthyltransférase de novo cruciale pour l'établissement des profils de méthylation au cours du développement et pour la répression des éléments répétitifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DNMT3B
Remarques/Alias	ICF ; ICF1 ; FSHD4 ; M.HsaIIIB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1789
Identifiant du gène	1789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-360 de la DNMT3B humaine (NP_008823.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UBC3
Poids moléculaire de la protéine	96 kDa
Expédition	Sac de glace