

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnmt3B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubc3

Numéro d'article: CM0026465



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-DNMT3B de haute qualité validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte DNMT3B dans des tissus humains, souris et rat. Crucial pour les études épigénétiques de la méthylation de l'ADN au cours du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNMT3B Lapin pAb
Remarques/Alias	ICF; ICF1; FSHD4; M.HsaIIIB; DNMT3B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1789
ID de gène	1789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 345-475 de DNMT3B humaine (NP_008823.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBC3
Poids moléculaire	96kDa
Expédition	Sac de glace