

Anticorps Polyclonal Anti-Dnmt3L Pour Wb, Elisa - Q9UJw3

Numéro d'article: CM0013975



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DNMT3L humaine, un régulateur clé de la méthylation de l'ADN. Validé pour le western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Adapté à la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DNMT3L
Remarques/Alias	DNMT3L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29947
GeneID	29947
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151-386 de la DNMT3L humaine (NP_787063.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UJW3
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace