

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnmt3L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujw3

Numéro d'article: CM0021301



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DNMT3L validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la DNMT3L humaine, de souris et de rat (44 kDa), un régulateur clé de la méthylation de novo de l'ADN et de la reprogrammation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNMT3L Rabbit pAb
Remarques / Alias	DNMT3L
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29947
GeneID	29947
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la DNMT3L humaine (NP_787063.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UJW3
Poids protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace