

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dnph1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43598

Numéro d'article: CM0004103



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-DNPH1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la DNPH1 humaine et de souris, une enzyme de récupération nucléotidique de 19 kDa qui hydrolyse le hmdUMP, prévenant les dommages génomiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-DNPH1
Remarques / Alias	RCL; C6orf108; dj330M21.3; DNPH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10591
GeneID	10591
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 75 et 174 de la DNPH1 humaine (O43598).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43598
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace