

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnttip2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Qje6

Numéro d'article: CM0023694



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine DNTTIP2 (ERBP/TdIF2) humaine. Vérifié pour WB, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle et la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNTTIP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ERBP; FCF2; TdIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	30836
Identifiant du gène	30836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la DNTTIP2 humaine (NP_055412.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q5QJE6
Poids de la protéine	84kDa
Expédition	Sac isotherme