

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dock1 Pour Wb, Elisa - B2Ruu3

Numéro d'article: CM0019833

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DOCK1 humain (DOCK180/ced5), validé pour le Western blot et l'ELISA. Utile pour l'étude de la signalisation médiée par les facteurs d'échange de nucléotides guanyliques et de la dynamique membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DOCK1
Remarques/Alias	ced5 ; DOCK180 ; DOCK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1793
GeneID	1793
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1766 et 1865 du DOCK1 humain (NP_001371.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	B2RUU3
Poids moléculaire de la protéine	215 kDa
Expédition	Sac de glace