


Anticorps Polyclonal Anti-Dock2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92608

Numéro d'article: CM0027614



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-DOCK2 validé pour les applications WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît le DOCK2 humain et de souris (Q92608), un facteur d'échange de nucléotides guaniniques (GEF) qui active RAC1/RAC2 et régule la migration des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DOCK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IMD40; DOCK2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1794
ID de gène	1794
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1551-1830 du DOCK2 humain (NP_004937.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92608
Poids moléculaire	212kDa
Expédition	Sac de glace