

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dock3 Pour Wb, Elisa - Q8Izd9

Numéro d'article: CM0023776

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DOCK3 humaine (PBP/MOCA). Adapté pour le Western blot et l'ELISA. Explorez les mécanismes de la maladie d'Alzheimer et la signalisation du cytosquelette avec ce réactif validé.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DOCK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PBP ; MOCA ; NEDIDHA ; DOCK3
Espèce	Humain
Identifiant de gène	1795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1348-1673 de la DOCK3 humaine (NP_004938.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IZD9
Poids protéique	233KDa
Expédition	Sac de glace