


Anticorps Polyclonal Anti-Dock7 Pour Wb, Elisa - Q96N67

Numéro d'article: CM0019599



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DOCK7 humain (Q96N67). Convient pour le WB et l'ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. DOCK7 est un GEF pour Rac1/3 impliqué dans la polarisation neuronale et la régulation du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DOCK7 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZIR2 ; DEE23 ; EIEE23 ; DOCK7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85440
GeneID	85440
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du DOCK7 humain (NP_001354490.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96N67
Poids moléculaire protéique	243 kDa
Expédition	Sac de glace