

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dog-1/Tmem16A Pour Wb, Elisa - Q5Xxa6

Numéro d'article: CM0020442

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DOG-1/TMEM16A (ANO1) humain, validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée Humain et Souris. Convient pour l'étude des canaux chlorure activés par le calcium, la motilité gastro-intestinale et la sécrétion des voies respiratoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DOG-1/TMEM16A pAb de lapin
Remarques/Alias	DOG1 ; INDMS ; TAOS2 ; ORAOV2 ; TMEM16A ; ANO1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55107
GeneID	55107
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-210 de l'ANO1 humain (NP_060513.5).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5XXA6
Poids protéique	114 kDa
Expédition	Sac de glace