


Anticorps Monoclonal Anti-Dok1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99704

Numéro d'article: CM0002319



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine d'ancrage humaine DOK1 (docking protein 1). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée sur des échantillons humains et murins. Utile pour l'étude des voies de signalisation de l'insuline et de l'activation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DOK1 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1796
GeneID	1796
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 382-481 de la protéine DOK1 humaine (Q99704)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99704
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace