


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dok1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99704

Numéro d'article: CM0027825



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DOK1 (Protéine d'amarrage 1, p62(dok), pp62). Validé sur humain, souris, rat pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible les voies de signalisation de l'insuline et l'activation des intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DOK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	pp62; P62DOK; DOK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1796
GeneID	1796
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de DOK1 humain (NP_001372.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99704
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace