

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dok4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tew6

Numéro d'article: CM0016560

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DOK4 humain (IRS5). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la signalisation RET et de la différenciation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DOK4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRS5 ; IRS-5 ; DOK4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	55715
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-326 du DOK4 humain (NP_060580.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TEW6
Poids moléculaire de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace