


Anticorps Polyclonal Anti-Dok5 Pour Wb, Elisa - Q9P104

Numéro d'article: CM0018604



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine DOK5 (IRS-6), validé pour le Western blotting et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études de la signalisation RET, de la différenciation neuronale et de la voie des MAP kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DOK5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IRS6 ; IRS-6 ; C20orf180 ; DOK5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55816
GeneID	55816
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 237-306 de la DOK5 humaine (NP_060901.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9P104
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace