


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dopamine Bêta-Hydroxylase (Dbh) Pour Wb Et Elisa - P09172

Numéro d'article: CM0020404



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la DBH humaine, adapté à la WB et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Permet l'étude de l'hydroxylation de la dopamine en noradrénaline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	DBH Rabbit pAb
Remarques/Alias	DBM, ORTHYP1, DBH
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	1621
ID du gène	1621
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 200 de la DBH humaine (NP_958852.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09172
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Poche de glace