

Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur Dopaminergique D3 (Drd3) Pour Wb, Elisa - P35462

Numéro d'article: CM0017809



Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité produit chez le lapin, ciblant le récepteur dopaminergique D3 humain (DRD3) pour WB et ELISA. Convient à la détection dans des échantillons de souris et de rat. Destiné à la recherche sur la signalisation dopaminergique, les troubles neuropsychiatriques et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-récepteur dopaminergique D3 (DRD3)
Remarques/Alias	D3DR ; ETM1 ; FET1 ; récepteur dopaminergique D3 (DRD3)
Espèce	Homme
GeneID	1814
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du DRD3 humain (NP_000787.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P35462
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace