

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur De La Dopamine D3 (Drd3) Pour Wb, Elisa - P35462

Numéro d'article: CM0008958



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur de la dopamine D3 (DRD3) humain, pour WB et ELISA, avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche en neurosciences sur la signalisation dopaminergique et les troubles neuropsychiatriques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | AcM de lapin anti-récepteur de la dopamine D3 (DRD3)                                                                                                                  |
| Remarques/Alias    | D3DR ; ETM1 ; FET1 ; Récepteur de la dopamine D3 (DRD3)                                                                                                               |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                                                |
| GeneID (Humain)    | 1814                                                                                                                                                                  |
| GeneID             | 1814                                                                                                                                                                  |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 du récepteur de la dopamine D3 (DRD3) humain (P35462). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                                 |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                                   |
| SWISS              | P35462                                                                                                                                                                |
| Poids protéique    | 44 kDa                                                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                                          |