


Anticorps Polyclonal Anti-Transporteur De La Dopamine/Slc6A3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01959

Numéro d'article: CM0014814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le transporteur de la dopamine humaine/SLC6A3. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études en neurosciences et sur les transporteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Transporteur de la Dopamine/SLC6A3 pAb de lapin
Remarques/Alias	DAT ; DAT1 ; PKDYS ; PKDYS1 ; Transporteur de la Dopamine/SLC6A3
Espèce	Humain
GenelD (humain)	6531
GenelD	6531
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 du transporteur de la dopamine humaine/SLC6A3 (NP_001035.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01959
Poids moléculaire protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace