

Anticorps Polyclonal Anti-Dot1L/Kmt4 Pour Wb, Elisa - Q8Tek3

Numéro d'article: CM0017729



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Dot1L/KMT4 humain (méthyltransférase H3K79), validé en WB et ELISA, réagit croisé avec le rat et la souris. Idéal pour l'étude de la régulation de la chromatine et de l'extinction des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Dot1L/KMT4 Lapin pAb
Remarques/Alias	DOT1; KMT4; Dot1L/KMT4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84444
ID de Gène	84444
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 du Dot1L/KMT4 humain (NP_115871.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat, Souris
SWISS	Q8TEK3
Poids Protéique	165kDa
Expédition	Sac de glace