

Anticorps Polyclonal Anti-Doublecortine Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43602

Numéro d'article: CM0014969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Doublecortine humaine (DCX), validé pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études sur la migration neuronale et le développement cortical.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Doublecortin Rabbit pAb
Remarques / Alias	DC; DBCN; LISX; SCLH; XLIS; Doublecortin
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	1641
Identifiant du gène	1641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-365 de la Doublecortine humaine (NP_835365.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43602
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac isotherme