

Anticorps Polyclonal Anti-Doublecortine Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O43602

Numéro d'article: CM0019570



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Doublecortine validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Fabriqué avec un immunogène recombinant ; idéal pour les études sur la migration neuronale et la laminage cortical.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Doublecortin Rabbit pAb
Remarques / Alias	DC ; DBCN ; LISX ; SCLH ; XLIS ; Doublecortine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1641
GeneID	1641
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-365 de la Doublecortine humaine (NP_835365.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43602
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace