

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Doublecortine Pour Wb, Elisa - O43602

Numéro d'article: CM0002031



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Doublecortine validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la migration neuronale et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Doublecortine de lapin
Remarques/Alias	DC, DBCN, LISX, SCLH, XLIS, Doublecortine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1641
Identifiant du gène	1641
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la Doublecortine humaine (O43602)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O43602
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace