


Anticorps Polyclonal Anti-Dp1/Tfdp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Numéro d'article: CM0026491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DP1/TFDP1 humain (Facteur de transcription Dp-1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DP1/TFDP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	DP1 ; DILC ; Dp-1 ; DRTF1 ; DP1/TFDP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7027
GeneID	7027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du DP1/TFDP1 humain (NP_009042.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14186
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace