


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dp1/Tfdp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14186

Numéro d'article: CM0008448



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-DP1/TFDP1 haute performance, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-DP1/TFDP1
Remarques/Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7027
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 311 et 410 de la protéine humaine DP1/TFDP1 (Q14186).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q14186
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac réfrigérant