


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dp1/Tfdp1 Pour Ihc-P Et Elisa - Q14186

Numéro d'article: CM0013111



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine DP1/TFDP1, un facteur de transcription impliqué dans la régulation du cycle cellulaire dépendante d'E2F. Validé pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. ~45 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DP1/TFDP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DP1; DILC; Dp-1; DRTF1; DP1/TFDP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7027
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de DP1/TFDP1 humain (NP_009042.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14186
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sachet de glace