


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpep1 Pour Wb, Elisa - P16444

Numéro d'article: CM0025070



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin DPEP1 validé pour WB et ELISA, reconnaît le DPEP1 humain et murin (~46 kDa). Le DPEP1 hydrolyse les dipeptides et sert de récepteur d'adhésion pour les neutrophiles. Provenant du lapin, idéal pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DPEP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MDP; RDP; MBD1; DPEP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1800
GeneID	1800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-385 du DPEP1 humain (NP_001121613.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P16444
Poids Moléculaire de la Protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace