

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpep2 Pour Wb, Elisa - Q9H4A9

Numéro d'article: CM0019441

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le DPEP2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. DPEP2 est une dipeptidase impliquée dans le métabolisme des leucotriènes et la signalisation inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DPEP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	MBD2; DPEP2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	64174
GenelD	64174
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-463 du DPEP2 humain (NP_071750.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H4A9
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace