


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpf3 Pour Wb, Elisa - Q92784

Numéro d'article: CM0021590



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le DPF3 humain (également connu sous le nom de BAF45C). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin DPF3
Remarques/Alias	CERD4, BAF45C, SMARCG3, DPF3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8110
GeneID	8110
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-200 du DPF3 humain (NP_036206.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92784
Poids protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace