

Anticorps Polyclonal Anti-Dph2 Pour Wb, Elisa - Q9Bqc3

Numéro d'article: CM0022095

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DPH2 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le DPH2 de souris de manière croisée. Adapté à la recherche sur la biosynthèse de la diphtamide et les facteurs d'élongation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DPH2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DPH2L2; DEDSSH2; DPH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1802
GeneID	1802
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-330 du DPH2 humain (NP_001375.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BQC3
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace