

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60762

Numéro d'article: CM0026242

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre DPM1, la sous-unité catalytique de la DPM synthase, validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour étudier la N-glycosylation et la synthèse d'ancres GPI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DPM1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MPDS ; CDGIE ; DPM1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8813
GeneID	8813
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la DPM1 humaine (NP_003850.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60762
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace