

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dpp3 Pour Wb Et Elisa - Q9Ny33

Numéro d'article: CM0006030



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la DPP3 humaine, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte la DPP3 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la dégradation des peptides bioactifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-DPP3 de lapin
Remarques/Alias	DPPIII ; DPP3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10072
ID du gène	10072
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 638 et 737 de la DPP3 humaine (Q9NY33).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NY33
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace