

Anticorps Polyclonal Anti-Dpp8 Pour Wb Et Elisa - Q6V1X1

Numéro d'article: CM0026402



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DPP8 humain, produit contre la région N-terminale (aa10-230). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la pyroptose et l'inflammasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DPP8 Lapin pAb
Remarques/Alias	DP8; DPRP1; DPRP-1; MST097; MSTP097; MSTP135; MSTP141; DPP8
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54878
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-230 du DPP8 humain (NP_932065.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6V1X1
Poids moléculaire de la protéine	103kDa
Expédition	Sac de glace