

Anticorps Polyclonal Anti-Dppa2 Pour Wb, Elisa - Q7Z7J5

Numéro d'article: CM0015063

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre DPPA2, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée envers les protéines humaines, murines et de rat. Adapté à la recherche sur la pluripotence et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb DPPA2 Lapin
Remarques/Alias	CT100 ; PESCRG1 ; ECAT15-2 ; DPPA2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	151871
GenelD	151871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de DPPA2 humain (NP_620170.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z7J5
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace